

Checklista dla hotelarza - Materac hotelowy przeciwoodleżynowy

Materace przeciwoodleżynowe nie tylko poprawiają komfort snu, ale też zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne gości, redukują ryzyko powstawania ran i są wymagane w pokojach przystosowanych do osób z ograniczoną mobilnością.

RODZAJ I PRZEZNACZENIE

- ☐ Czy materac jest przeznaczony do profilaktyki i wsparcia przy leczeniu odleżyn I-II stopnia?
- ☐ Czy przewidziano go do pokoi dostosowanych dla osób niepełnosprawnych / starszych?
- ☐ Czy materac jest pasywny (piankowy, profilowany, z wycięciami naciskowymi), czy aktywny (dynamiczny, z pompą)?
- ☐ Czy obiekt ma zapotrzebowanie na materace z ruchomym ciśnieniem (np. długie pobyty powyżej 5-7 dni)?
- ☐ Czy model jest dopuszczony do użytku komercyjnego i posiada deklarację zgodności CE?

BUDOWA MATERACA

- ☐ Czy materac wykonany jest z pianki visco lub HR o gęstości min. 40 kg/m³?
- ☐ Czy wierzchnia warstwa jest nacinana strefowo lub profilowana, by zredukować nacisk?
- ☐ Czy konstrukcja zapewnia dobre podparcie kręgosłupa i stawów, nawet przy dłuższym leżeniu?
- ☐ Czy materac ma wysokość min. 14-18 cm dla pasywnych i 18-23 cm dla aktywnych modeli?
- ☐ Czy krawędzie są wzmocnione dla łatwiejszego wstawania z łóżka?

POKROWIEC I HIGIENA

- ☐ Czy pokrowiec jest paroprzepuszczalny, wodoodporny, oddychający i nieślizgający się?
- ☐ Czy materiał jest zmywalny i odporny na środki dezynfekujące (np. PVC, PU)?
- ☐ Czy pokrowiec można prać w temp. minimum 60°C (wymóg sanitarny)?
- ☐ Czy suwak pokrowca jest zabezpieczony przed przeciekaniem i zabrudzeniami?
- ☐ Czy stosujesz ochraniacze higieniczne lub dodatkowe prześcieradła z warstwą nieprzemakalną?

FUNKCJE AKTYWNE (JEŚLI DOTYCZY)

- ☐ Czy materac jest wyposażony w pompę sterującą ciśnieniem (dynamiczny system przeciwoodleżynowy)?
- ☐ Czy cykl pracy materaca jest regulowany (czas, intensywność)?
- ☐ Czy pompa jest cicha i energooszczędna (<30 dB, <10 W)?
- ☐ Czy system ma alarm ciśnienia, funkcję transportową i manualny zawór awaryjny?
- ☐ Czy gość może regulować komfort samodzielnie (np. w trybie manualnym)?

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

- ☐ Czy produkt posiada atesty: CE, normy medyczne, ewentualnie klasę wyrobu medycznego I?
- ☐ Czy producent oferuje kartę techniczną i instrukcję użytkowania w języku polskim?
- ☐ Czy hotel wdrożył procedury higieniczne dla materacy specjalistycznych?
- ☐ Czy personel sprzątający został przeszkolony w obsłudze i dezynfekcji takiego wyposażenia?
- ☐ Czy gość może otrzymać informację o właściwościach zdrowotnych materaca?

OPŁACALNOŚĆ I LOGISTYKA

- ☐ Czy cena mieści się w budżecie (pasywny: 500-1000 zł, aktywny: 1000-2000 zł)?
- ☐ Czy inwestycja pozwala poszerzyć ofertę hotelu o pokoje z certyfikowaną dostępnością (np. dla Booking.com)?
- ☐ Czy masz minimum 1-2 takie materace na zapleczu, aby w razie potrzeby łatwo je dostawić do

pokoju?

- ☐ Czy wprowadzenie takiego wyposażenia zmniejsza ryzyko reklamacji zdrowotnych?
- ☐ Czy można go leasingować lub wypożyczać (np. w sezonie sanatoryjnym)?

Pamiętaj: Materac przeciwoleżynowy to nie tylko komfort – to realne zabezpieczenie zdrowia gości i sposób na wyróżnienie się w ofercie noclegowej dla osób starszych, niepełnosprawnych lub długoterminowych klientów.

Wygenerowano w portalu <https://zwiadowca.pl>