

Checklista dla hotelarza - Jaki materac hotelowy do łóżka rehabilitacyjnego?

Materac do łóżka rehabilitacyjnego musi łączyć komfort, profilaktykę zdrowotną i wysoką higienę. Wybór zależy od profilu gości i długości ich pobytu.

RODZAJ MATERACA

- ☐ Czy wybierasz materac piankowy HR (dla krótkich pobytów, średnia twardość, łatwe utrzymanie)?
- ☐ Czy rozważasz materac visco (memory), który dopasowuje się do ciała i redukuje nacisk punktowy?
- ☐ Czy przy długich pobytach (>7 dni) wybierasz materac przeciwdrożynowy pasywny lub aktywny?
- ☐ Czy materac jest kompatybilny z regulacją segmentów łóżka rehabilitacyjnego (zagłówek, nogi)?
- ☐ Czy grubość mieści się w zakresie 14-18 cm, aby nie ograniczać działania barier i podnośników?

KOMFORT I PODPARCIE

- ☐ Czy twardość materaca odpowiada średniej grupie gości (H2-H3, najczęściej polecane)?
- ☐ Czy strefy twardości wspierają kręgosłup, miednicę i nogi?
- ☐ Czy konstrukcja redukuje przenoszenie drgań (ważne, jeśli łóżko ma funkcję masażu)?
- ☐ Czy krawędzie są stabilne, aby ułatwić siadanie i wstawanie z łóżka?
- ☐ Czy materac współpracuje z topperem dla regulacji komfortu?

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

- ☐ Czy pokrowiec materaca jest wodoodporny, paroprzepuszczalny i oddychający?
- ☐ Czy można go prać w temperaturze min. 60°C (wymóg higieny hotelowej i sanitarnej)?
- ☐ Czy materiał pokrowca jest odporny na środki dezynfekcyjne (PVC, PU)?
- ☐ Czy materac posiada certyfikat wyrobu medycznego (klasa I) i oznaczenie CE?
- ☐ Czy konstrukcja zabezpiecza przed rozwojem bakterii, grzybów i roztoczy?

DOPASOWANIE DO ŁÓŻKA REHABILITACYJNEGO

- ☐ Czy materac jest elastyczny i nie pęka przy wielokrotnym podnoszeniu zagłówka?
- ☐ Czy wymiary materaca odpowiadają standardowi łóżka (np. 90×200 cm, 100×200 cm)?
- ☐ Czy materac nie jest zbyt ciężki dla personelu podczas rotacji i czyszczenia?
- ☐ Czy współpracuje z ochroniaczami i topperami?
- ☐ Czy przewidziano możliwość łatwej wymiany w razie zalania lub uszkodzenia?

EKONOMIA I TRWAŁOŚĆ

- ☐ Czy materac ma żywotność min. 5-7 lat przy intensywnym użytkowaniu?
- ☐ Czy producent zapewnia gwarancję co najmniej 3-5 lat?
- ☐ Czy cena (800-2000 zł) odpowiada standardowi Twojego obiektu i oczekiwaniom gości?
- ☐ Czy rozważasz leasing lub programy wymiany materacy od producenta?
- ☐ Czy inwestycja pozwoli na uzyskanie wyższej oceny pokoju dostosowanego w Booking.com / Google?

Pamiętaj:

- Do krótszych pobytów wystarczy materac piankowy HR z pokrowcem wodoodpornym.
- Do dłuższych pobytów (rehabilitacje, turnusy zdrowotne) konieczny jest materac przeciwdrożynowy - najlepiej visco lub dynamiczny z pompą.
- Zawsze wybieraj modele z certyfikatem medycznym i zdejmowanym pokrowcem pralnym w 60°C.

Wygenerowano w portalu <https://zwiadowca.pl>